

ヒト iPS 細胞用フィーダー細胞用培地

iPSeed

(イプシード)

for feeder cells

iPSeed(イプシード)は、iPS 細胞の培養に必要なフィーダー細胞の培養に最適化した培地です。
Ready-to-Use でフィーダー細胞の培養を行うことが可能です。

① 製品仕様

品番	製品名	容量	保存温度	希望小売価格 (税抜)
007101	iPSeed	500mL	+2~8°C	19,800 円

② 保存安定性

- 製品の品質保証期限：ラベルに記載
- 開封後はできるだけ早く使い切ってください。

③ 特長

- Ready-to-Use で試薬調整の手間が省けます。
- ウシ胎児血清(非動化処理済み)、抗生物質 (Penicillin-Streptomycin) を含みます。

ご注意

- ・ この製品は研究用です。治療診断目的には使用しないで下さい。また、本品は当社からの許可なしに第三者への販売や商業目的に使用することを禁じます。
- ・ 有効期限を過ぎた製品については、その性能を保証できませんので、使用しないで下さい。

関連商品

ヒト iPS 細胞用培地 iPSellon(イプセロン)

品番	製品名	容量	保存温度	希望小売価格 (税抜)
007001	iPSellon	500mL	+2~8°C	29,000 円