

ヒト iPS 細胞用培地

# iPSellon

(イプセロン)

iPSellon(イプセロン)は、iPS 細胞の培養に最適化した培地です。  
Ready-to-Use で iPS 細胞の培養を行うことが可能です。

## ① 特長

- ▶ iPSellon(イプセロン)は、iPS細胞の培養に最適化した専用の培地です。
- ▶ Ready-to-Useで試薬調整の手間が省けます。  
注) bFGFは含まれておりません。
- ▶ 血清は不含です。  
注) ・動物由来のタンパク質を含みます。  
・ 2-Mercaptoethanol(0.00044%)、抗生物質 (Penicillin, Streptomycin) を含みます。

## ② 保存安定性

- ▶ 製品の品質保証期限：ラベルに記載
- ▶ 開封後はできるだけ早く使い切ってください。

## ③ 注意事項

- ・この製品は研究用です。治療診断目的には使用しないでください。また、本品は当社からの許可なしに第三者への販売や商業目的に使用することを禁じます。
- ・有効期限を過ぎた製品については、その性能を保証できませんので、使用しないでください。

Product  
Specification

品番	製品名	容量	保存温度	希望小売価格
007001	iPSellon	500mL	+2~8°C	29,000円 (税込31,900円)

### 総販売元

株式会社カルディオ  
〒650-0047 神戸市中央区港島南町6-3-7  
クリエイティブラボ神戸3F  
TEL: 078-304-6101 FAX: 078-304-6103  
URL: www.cardio.co.jp

### 代理店

